

今のORCA端末のままで構成を変更せずに導入ができます！

レセレジ

ReceRegi
Powered by RegiBuilder
for Windows11

もうレジスターに**手打ちで請求**金額を入力するのをやめませんか？

レジスターの**無駄なスペース**を開けて有効活用しませんか？

そして、**普及中のキャッシュレス**にも対応しませんか？

カードで支払い
したいのですが…

スマホから支払い
したいのですが…

はい、
できますよ！



患者番号	氏名	入金額	決済
00153	決済 新一郎	3,450	☐
00151	決済 花子	420	☐
00150	日本 太郎	1,450	☐
00149	日本 花子		

いつもの会計を
キャッシュレスで

日本医師会 ORCA 管理機構 (株) の日本医師会会員向けキャッシュレスサービスと連携します

特 長

レセ会計→精算 (現金およびキャッシュレス) が **円滑に行えます**

レジスターの **余分なスペースは不要です**

患者様に請求金額や決済結果を **分かりやすくお伝えできます**

キャッシュレス決済後ORCAに **キャッシュレス決済の記録が残せます**

レセレジは **今お使いのORCA 端末で使用できます**

レセレジ は・・・

レジビルダーによって組み上げられたシステムの総称で下記の特長があります。

レセ会計→精算(現金およびキャッシュレス)が円滑に行えます

ORCA^{※1}で会計を終えた結果は、レジビルダーソフトの画面に一覧として表示されます。
決済を行う時に一覧の行をクリックすると請求金額が決済機に送られますのですぐに決済できます。
現金の場合は、一覧の行をクリックすると現金ドロアが開きますので決済後ドロアを閉じます。



※1：日本医師会 ORCA 管理機構(株)が開発したレセプトコンピュータです。


レジスターの余分なスペースは不要です

レセレジには、現金ドロアと患者様用ディスプレイをセットにした構成を用意しています。
ドロアタイプでは、現金ドロアを ORCA 画面の下に置くことにより、従来のレジスタースペースを有効に利用することができるようになります。



患者様に請求金額や決済結果を分かりやすくお伝えできます

レセレジには、自動釣銭機や現金ドロアと患者様用ディスプレイをセットにした構成を用意しています。
患者様用ディスプレイには、合計、お預かり、おつり金額が鮮明に表示され見やすくなります。




キャッシュレス決済後 ORCAにキャッシュレス決済の 記録が残せます

レセレジでの決済種類は、ORCAに現金で精算したかキャッシュレスで決済したかを記録として残すことができます。

今までのように決済後、ORCA画面をもう一度開いて処理結果を訂正する必要がありません。

レセレジは 今お使いのORCA端末でも 使用できます

現在使用している ORCA 端末に決済連携ソフト「レジビルダー」をセットアップでき、ORCAとの連携やバーコードによる連携が可能になります。




レセレジの機能を支える決済連携ソフト

レジビルダー

RegiBuilder

「レジビルダー」は、日本医師会 ORCA 管理機構(株)が開発した「レセプトコンピュータ」ソフト（通称：ORCA）と連携し、電子的にレジスターを組み上げることができるソフトウェアです。



① ORCAとの連携

ORCAと密に連携し請求書情報を一覧に表示します。

② 請求一覧からワンタッチ精算

請求一覧の中から請求行を選択し精算方法ボタンを押して精算が行えます。

00153 決済 新一郎			
請求金額	¥	1,230	
患者番号	氏名	入金額	決済
00153	決済 新一郎		
00151	決済 花子	3,450	☐
00150	日本 太郎	420	☐
00149	日本 花子	1,450	☐

バーコードの場合、レセプトコンピュータに接続せずに領収書に印刷されたバーコードを読み込み、請求金額を表示させ精算ボタンを押すことにより精算が行えます。

③ 決済機と連携したキャッシュレス処理

キャッシュレス精算ボタンを押すと請求金額が決済機に送られカード決済など終われば精算が終了します。



入金履歴

入金内訳

投入金額

投入金額

入金 500 円

確定

閉じる

備考

④ 突然の入出金への対応

突然の代金引換の荷物の受取や物品購入による出金や特別な入金があった場合には、入金ボタンで対応ができます。

⑤ キャッシュドローアや自動釣銭機と連携した現金処理

現金精算ボタンを押すと入金候補が表示され候補ボタンを押すとドロアが開きおつり金額が表示されドロアを閉じれば精算が終了します。自動釣銭機ではすぐに精算ができます。



⑥ 精算内容を記録した履歴の印刷

当日の精算結果を履歴として記録していますので締作業が迅速に行えます。

決済状況一覧表			
2024年02月15日 [13:41:58] 発行 Page 1			
患者番号	氏名	入金額	決済
00152	決済 新一郎	1230	☐
00151	日本 太郎	870	☐
00150	決済 花子	540	☐
00149	日本 花子	2650	☐
未収金: 0 円		クレジット決済: 2,100 円	現金決済: 3,190 円
		総合計: 5,290 円	

決済状況一覧表 (詳細)							
2024年02月15日 [13:46:06] 発行 Page 1							
No.	請求番号	患者番号	氏名	支払金額	状況	決済時間	入金額
1	00152	00152	決済 新一郎	1230	☐	13:39:19	1230
2	00151	00151	決済 花子	540	☐	13:38:55	540
3	00150	00150	日本 太郎	870	☐	13:38:51	870
4	00149	00149	日本 花子	2650	☐	13:38:28	2650
未収金: 0 円		クレジット決済: 2,100 円		現金決済: 3,190 円		総合計: 5,290 円	

「レセレジ」の種類と機能（●：使用可能 ×：使用不可）

機能 種類	連携種類	「レジビルダー」ソフト 決済方法対応種類		接続可能機器の種類			
		キャッシュレス	現金	キャッシュレス 決済機	自動釣銭機	現金 ドロアー	患者様用 ディスプレイ
釣銭機タイプ	ORCA接続 または バーコード	●	●	●	●	×	●
ドロアタイプ		●	●	●	×	●	●
決済機タイプ		●	×	●	×	×	×

※対応は外来会計のみです（入院会計は対応不可）

釣銭機タイプ

ポイント


- 自動釣銭機、患者様用ディスプレイの構成です。
- 現金決済とキャッシュレスを一括して処理できます。
- 現金に触れずに決済ができます。（セミセルフレジタイプ）



ドロアタイプ

ポイント


- 現金ドロア、患者様用ディスプレイの構成です。
- 現金決済とキャッシュレスを一括して処理できます。
- 手動レジスタを廃止し窓口を広く使用できます。



決済機タイプ

ポイント

- 決済機のための構成です。
- 会計は現状のままでキャッシュレス決済ができるようになります。




※図中の windows ORCA 端末*1、決済機*2などは別途必要です。

※1. 現在ご利用の ORCA 端末が使用できます。ORCA 端末でなくても使用可能です。（電子証明書が必要）

※2. 日本医師会 ORCA 管理機構(株)から提供されます。接続費用は別途必要です。

サポート体制

サポート体制	【サポート拠点】	関東地区 東京
		中部地区 名古屋
		関西地区 大阪
		九州地区 福岡 など
	【その他】	全国100以上の認定サポート事業所



「レセレジ」、「レジビルダー」は、株式会社オーテックスの登録商標です。

■お問い合わせは

■開発元



株式会社 オーテックス <https://www.autex.jp>

名古屋営業所:〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目18番3号 泉ステイトリービル5F

TEL. 052-968-7345 FAX. 052-968-7346

三河事業所:〒444-0873 愛知県岡崎市竜美台2丁目5番地12

TEL. 0564-81-0263 FAX. 0564-81-0957

日医IT認定サポート事業所
認定番号: 4021008

